



UROLOGÍA



ZHEJIANG CHUANGXIANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

📍 The Chinese Base: Building 50, No.650, Hongfeng Road, Linping District, Hangzhou 311100, China

📍 The U.S.A. Base: 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, The U.S.A


☎ (86-571) 89167088

📞 (86-571) 89167086


🌐 www.mednovahz.co



Innovation Achieves Dream



Dilatador uretral de un solo uso



Indicación:

Se utiliza para la dilatación del uréter antes de la ureterorrenoscopia y también para la dilatación secuencial del túnel intramural.

Dilatador uretral de un solo uso

Características:

- ✘ El recubrimiento hidrófilo puede reducir eficazmente el daño ureteral.
- ✘ Conicidad uniforme para reducir el trauma.
- ✘ El material biocompatible tiene buena dureza y tenacidad, lo que mejora la comodidad.

Modelo del producto:

Model	Order number	O.D. (Fr)	Working length (mm)
A kit Straight shape for female	MD-A-UD-0060 ★	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	600
B kit S shape for male	MD-B-UD-0040 ★	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26	400