

# MORCELADOR SISTEMA

Opción flexible, duradera y  
Eficiente para la morcelación



SISTEMA DE MORCELACIÓN

El sistema de morcelación Raykeen es un dispositivo médico utilizado en cirugía endoscópica urológica para la disección y extracción de tejido blando. Ofrece 10 niveles de velocidad, desde 350 hasta 2500 r/min, para adaptarse a las diferentes necesidades quirúrgicas. La cuchilla de morcelación, especialmente diseñada, garantiza un alto rendimiento durante la morcelación, mientras que el pedal permite controlar de forma independiente los modos de aspiración y morcelación, mejorando la seguridad durante el procedimiento. Además, la pieza de mano tiene una vida útil de más de 100 ciclos, lo que contribuye significativamente a reducir los costos médicos.



| Especificaciones del modelo      |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Technical parameters             | SRM-S2VA           |
| Voltage y frecuencia             | ~100-240V, 50/60Hz |
| Potencia de entrada              | 150VA              |
| Velocidad maxima ( r/min )       | 2500               |
| Rango de control de velocidad    | 10 levels          |
| Valor límite de presión negativa | -88kPa             |
| Dimensiones: L×A×H (mm)          | 474×446×165        |
| Peso (kg)                        | 14.5               |



Principales Ventajas

- Cuchcilla de Morcelación  
Camisa interior de menor diametro  
Menor Riesgo de lesión

| Especificaciones del modelo      | Cuchilla para urología B-10-4540 | Cuchilla para urología B-10-4240 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro exterior de la cuchilla | Φ4.5mm                           | Φ4.2mm                           |
| Rendimiento de Morcelación       | 7.5~12.8g/min                    | 7.3~12.1g/min                    |

- Pieza de mano  
Pieza de mano de alta durabilidad.  
Reducción de costos

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Durabilidad | Ciclos de esterilización por vapor ≥ 100 ciclos |
|-------------|-------------------------------------------------|

- Pedal  
Control segmentado  
Prevención de lesiones accidentales

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Nivel Primario   | Solo succion          |
| Nivel secundario | Succión y morcelación |

STE FOLLETO NO ESTÁ DESTINADO A LOS MERCADOS DE EE. UU. Y LA UE.